

CENTRO PROTESI INAIL

INAIL

PERCORSO PROTESICO-RIABILITATIVO
PROTESI TRANSFEMORALE

INAIL
CENTRO PROTESI

The background of the lower half of the page is a faded, light blue image of a modern, multi-story building with a grid-like facade of windows and balconies. A white sign with the INAIL logo and the text 'CENTRO PROTESI' is visible on the building's facade.

Gentile Ospite,
nel darle il benvenuto, desideriamo fornirLe alcune utili informazioni sulle macrofasi del Suo percorso protesico-riabilitativo.
In questo fascicolo sono descritte le modalità di svolgimento del programma di lavoro durante la Sua degenza presso il Centro Protesi Inail: tutte le fasi di costruzione della protesi con i tempi tecnici necessari, suddivise in momenti in cui è richiesta la Sua presenza e fasi di lavoro individuale del tecnico ortopedico nonché il programma di training riabilitativo in cui potrà apprendere il corretto utilizzo del presidio ortopedico. Potrà comunque sempre rivolgersi agli operatori del Centro Protesi per ogni chiarimento.
Le ricordiamo che i tempi riportati di seguito sono indicativi e possono subire variazioni, in base alla personalizzazione del progetto. In questo caso Le sarà data adeguata informazione.

PROGETTO PROTESICO-RIABILITATIVO PER PAZIENTI CON PROTESI TRANSFEMORALE

Nella prima visita tecnico-sanitaria, l'équipe multidisciplinare ha redatto il Suo progetto protesico-riabilitativo.
Durante la degenza, lo stato d'avanzamento del progetto verrà valutato quotidianamente dagli operatori tecnici e sanitari a cui Lei è affidato.
Periodicamente verrà eseguita la **visita collegiale tecnico-sanitaria**, durante la quale verrà verificato lo stato di avanzamento del Suo programma di lavoro e Le verranno date tutte le informazioni relative alle attività in cui sarà impegnato per consentire il buon esito del percorso.

Poiché il progetto protesico-riabilitativo è personalizzato, i tempi possono variare in base a numerosi fattori individuali, tra cui le condizioni cliniche generali e del moncone. I giorni indicati come minimi non sono riferibili alle prime protesizzazioni.

Le Fasi del Suo Percorso Protesico-Riabilitativo

Sono evidenziate in giallo le fasi in cui è necessaria la Sua presenza



Oggi, giorno del Suo arrivo in ricovero, verrà sottoposto alla visita medica di ingresso ed alla valutazione fisiiatrica-riabilitativa, nel corso della quale sarà definito il Suo progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato. Gli utenti in prima degenza, se ritenuto necessario, saranno invitati a colloquio a cura dell'équipe psicosociale.



Il tecnico della *Linea protesi transfemorali ed anca* La convocherà nella sala gessi, dove verrà eseguito il rilievo delle misure e dove verrà realizzato il calco di gesso negativo del moncone.*

*questa fase potrà svolgersi diversamente nel caso in cui vengano utilizzate altre metodologie di lavoro.



Il modello negativo in gesso verrà rinforzato per renderlo adatto a sostenere il carico corporeo.



Con l'aiuto del tecnico, proverà, sotto carico, la congruità tra il modello di gesso negativo realizzato ed il moncone.



Il modello negativo in gesso darà origine a quello positivo, il quale dovrà essere modellato per “abbracciare” meglio il moncone. **Il tempo necessario per la costruzione e stilizzazione del modello positivo va da un minimo di 2 ad un massimo di 4 giorni lavorativi.**



Inizia, ora, la costruzione dell'invasatura di prova che il tecnico provvederà a realizzare nei **successivi 2 giorni**.



Costruita l'invasatura di prova, il tecnico La convocherà per verificarne la congruenza con il moncone ed effettuare eventuali modifiche e adattamenti.



Verificata la congruità, il tecnico assemblerà tutti i componenti della protesi ed effettuerà la prova statica di allenamento. Per poter effettuare questa fase di lavorazione occorrono **1 o 2 giorni lavorativi**.



L'invasatura definitiva sarà assemblata con i componenti che costituiscono la protesi completa. Questa fase del processo lavorativo può durare **da un minimo di 2 ad un massimo di 4 giorni lavorativi**.



Ora ha inizio la seconda ed ultima fase del progetto riabilitativo, che si svolgerà sotto la guida del fisioterapista e dello specialista fisiatra con la collaborazione del tecnico ortopedico, per ottimizzare l'uso della protesi.



Durante questa fase, che può durare **da 5 a 10 giorni lavorativi**, proseguirà il Suo training riabilitativo, per acquisire la maggiore autonomia funzionale e motoria possibile al di fuori di un ambiente protetto e per raggiungere l'obiettivo dichiarato, e da Lei condiviso con il fisiatra, nel Suo progetto personalizzato.



Raggiunto l'obiettivo riabilitativo, la protesi sarà consegnata alla *Linea protesi tranfemorali ed anca* per consentirne la finitura, che prevede la realizzazione della cosmesi. Questa fase non comporta alcuna variazione tecnica per la protesi né in termini di allineamento né in termini di modifiche all'invasatura. Il processo di finitura ha una durata che varia tra **i 2 e i 4 giorni lavorativi**.



Ultimata la finitura, il tecnico Le consegnerà la protesi corredata del manuale di istruzioni, il verbale di consegna e la proposta di "dimissione tecnica" che dovrà essere consegnata al coordinatore infermieristico del piano di degenza in cui Lei è ricoverato. Il medico di reparto, nel caso in cui il progetto terapeutico-riabilitativo sia ritenuto concluso, provvederà alla Sua dimissione definitiva, consegnandoLe la relazione relativa alla Sua degenza. Prima di procedere alla dimissione definitiva, se il team riabilitativo lo riterrà necessario, Le sarà proposto un ulteriore breve periodo di training riabilitativo per perfezionare il corretto utilizzo della protesi.

Piano delle attività in cui è necessaria la Sua presenza

1. Visita di ingresso per il ricovero
2. Rilievo delle misure
3. Prova del negativo
4. Prova invasatura provvisoria
5. 1ª Fase di training riabilitativo
6. Prova invasatura definitiva
7. 2ª Fase di training riabilitativo
8. Consegna protesi definitiva rifinita esteticamente e dimissione
9. Visita collegiale tecnico-sanitaria

In alcuni casi il percorso protesico può svolgersi anche in:

- regime semiresidenziale (ricovero diurno DH) con fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 17.00
- trattamento tecnico protesico (ambulatoriale), riservato ad utenti che non necessitano di training riabilitativo e che accedono al Centro per interventi tecnici legati alle attività dei reparti di produzione (fornitura, rinnovi, riparazioni e controlli di protesi od ortesi)

Personale di riferimento

Responsabile di Linea

To Fabio Venturoli, 051 6936410 - 335 8710855 - f.venturoli@inail.it

Segreteria di Linea, 051 6936418

Responsabile fisioterapisti

Fkt Rosario Vallone, 051 6936230 - 331 6977185 - r.vallone@inail.it

Coordinatore infermieristico

Ip Rosa Maria Giordano, 051 6936360 - 331 6997776 - ro.giordano@inail.it

Direttore Tecnico

ing. Gregorio Teti

Primario Area medica di Fisiatria

dott. Amedeo Amoresano

Direttore Sanitario

dott.ssa Antonella Miccio


Realizzato da:

Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione

Area comunicazione istituzionale - Ufficio stampa


OFFICINA ORTOPEDICA: PIANO RIALZATO

LINEA PROTESI TRANSFEMORALI ED ANCA



STABILE A2: PRIMO PIANO

PALESTRA TRAINING RIABILITATIVO ARTI INFERIORI



INAIL

CENTRO PROTESI

Via Rabuina, 14 - 40054 - Vigorso di Budrio (Bo)
tel 051 6936111 / 240 / 242

www.inail.it/centroprotesi
centroprotesi-budrio@inail.it



UNI EN ISO 9001:2015
REG. NR. 2286-A